

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tomm40L Pour Wb, Elisa - Q969M1

Numéro d'article: CM0020995

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TOMM40L de haute qualité validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte le TOMM40L humain, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'importation de protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOMM40L Rabbit pAb
Remarques / Alias	TOMM40B; TOMM40L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84134
GeneID	84134
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du TOMM40L humain (NP_115550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q969M1
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace