

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tomm5 Pour If/Icc Et Elisa - Q8N4H5

Numéro d'article: CM0022608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TOMM5 validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Il détecte la protéine TOMM5 humaine et murine, une sous-unité du complexe TOM impliquée dans l'import de protéines mitochondriales et la signalisation de la mitophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOMM5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Tom5; C9orf105; bA613M10.3; TOMM5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	401505
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-51 de la TOMM5 humaine (NP_001001790.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N4H5
Poids de la protéine	6 kDa
Expédition	Sachet de glace