

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Top1Mt Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q969P6

Numéro d'article: CM0024548

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la topoisomérase I mitochondriale humaine ADN (TOP1MT), validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec TOP1MT humaine et de rat. Adapté à la recherche en biologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOP1MT pAb de lapin
Remarques / Alias	TOP1MT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	116447
GeneID	116447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-550 de TOP1MT humaine (NP_443195.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q969P6
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace