


Anticorps Anti-Top2A (Dna Topoisomérase II Alpha) Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - P11388

Numéro d'article: CM0020928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TOP2A humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la topoisomérase II alpha de l'ADN, une enzyme clé dans la topologie de l'ADN et la ségrégation des chromosomes. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Topoisomérase II alpha de l'ADN (TOP2A) pAc Lapin
Remarques / Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha; DNA topoisomerase II alpha (TOP2A)
Espèce	Humain
ID de gène	7153
Immunogène	Peptide synthétique (aa 1100-1200 du TOP2A humain, NP_001058.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11388
Poids de la protéine	174 kDa
Expédition	Sac de glace