

Anticorps Polyclonal Anti-Topo II α Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11388

Numéro d'article: CM0021945



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la topoisomérase 2-alpha de l'ADN humain (Topo II α). Convient pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Validé pour les échantillons humains. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Topo II α Rabbit pAb
Remarques/Alias	TOP2A; TOP2; TP2A; topoisomérase 2-alpha de l'ADN; Topo II α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7153
GeneID	7153
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1431 et 1531 de la Topo II α humaine (NP_001058.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11388
Poids moléculaire de la protéine	174 kDa/177 kDa/178 kDa/182 kDa
Expédition	Sac de glace