

Anticorps Monoclonal Anti-Tor4A Pour Wb, Elisa - Q9Nxxh8

Numéro d'article: CM0002725

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la TOR4A humaine (Torsine-4A) pour des applications en Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 1 à 130 de la TOR4A humaine (Q9NXH8).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOR4A Rabbit mAb
Remarques / Alias	C9orf167 ; TOR4A
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	54863
Identifiant de gène	54863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la TOR4A humaine (Q9NXH8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NXH8
Poids moléculaire de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace