

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Torc2/Crtc2 Pour Wb Et Elisa - Q53Et0

Numéro d'article: CM0002143



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le TORC2 humain (CRTC2), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec le rat. Utile pour l'étude de la transcription médiée par CREB, de la gluconéogenèse et de la biogenèse mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TORC2 Lapin mAb
Remarques/Alias	TORC2; TORC-2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	200186
ID de gène	200186
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 594-693 du TORC2 humain (Q53ET0).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q53ET0
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace