

## Anticorps Polyclonal Anti-Torsina/Tor1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14656

Numéro d'article: CM0019693



### Introduction

pAb de Lapin TorsinA/TOR1A pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine chaperonne Torsin-1A liée à la dystonie, impliquée dans le repliement des protéines et le recyclage des vésicules synaptiques. Idéal pour la recherche en neurobiologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb de Lapin TorsinA/TOR1A                                                                                                          |
| Remarques/Alias             | DQ2 ; AMC5 ; DYT1 ; TorsinA/TOR1A                                                                                                   |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)             | 1861                                                                                                                                |
| GeneID                      | 1861                                                                                                                                |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63-332 de TorsinA/TOR1A humain (NP_000104.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                               |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                               |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS                       | O14656                                                                                                                              |
| Poids Moléculaire Protéique | 38 kDa                                                                                                                              |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                        |