

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Torsina/Tor1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14656

Numéro d'article: CM0011751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la TorsinA/TOR1A humaine (O14656), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Ce réactif facilite l'étude du repliement des protéines, du recyclage des vésicules synaptiques et de la dynamique de l'enveloppe nucléaire dans la recherche sur la dystonie et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-TorsinA/TOR1A
Remarques/Alias	DQ2 ; AMC5 ; DYT1 ; TorsinA/TOR1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1861
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 233-332 de la TorsinA/TOR1A humaine (O14656)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14656
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace