

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tox Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94900

Numéro d'article: CM0029675

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TOX validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine TOX de la boîte de mobilité élevée associée à la sélection des thymocytes, un régulateur transcriptionnel critique pour le développement des cellules immunitaires et la différenciation neurale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TOX Lapin pAb
Remarques/Alias	TOX1; TOX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9760
GeneID	9760
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-165 de la protéine TOX humaine (NP_055544.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94900
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace