

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tp53Aip1 Pour Wb, Elisa - Q9Hcn2

Numéro d'article: CM0029366

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-TP53AIP1 validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Poids moléculaire cible 13kDa. Convient pour la recherche sur l'apoptose dépendante de p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TP53AIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P53AIP1; TP53AIP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	63970
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9HCN2
Poids de la Protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace