

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tp53Bp2 Pour Ihc-P Et Elisa - Q13625

Numéro d'article: CM0029711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TP53BP2 (ASPP2), validé pour IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur l'apoptose et le cycle cellulaire. Spécifications et support technique disponibles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TP53BP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BBP, 53BP2, ASPP2, P53BP2, PPP1R13A, TP53BP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7159
ID du gène	7159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-600 de TP53BP2 humain (NP_001026855.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13625
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace