

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tp53Bp2 Pour Wb, Elisa - Q13625

Numéro d'article: CM0023463



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TP53BP2 (ASPP2/53BP2), validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Régulateur de l'apoptose et de la croissance cellulaire. Immunogène recombinant, 126 kDa. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer, ciblant une protéine clé de liaison à p53 impliquée dans l'arrêt du cycle cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TP53BP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BBP; 53BP2; ASPP2; P53BP2; PPP1R13A; TP53BP2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7159
GenelD	7159
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-330 de TP53BP2 (NP_001026855.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13625
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace