

Anticorps Polyclonal Anti-Tp53I13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbr0

Numéro d'article: CM0020782

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TP53I13 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les supprimeurs de tumeurs et les études de la voie du p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TP53I13 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DSCP1, TP53I13
Espèce	Humain
Identifiant de gène	90313 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180 à 310 de la TP53I13 humaine (NP_612358.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8NBR0
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace