

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tp53Rk Pour Wb Et Elisa - Q96S44

Numéro d'article: CM0022629



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin TP53RK validé pour WB et ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Cible le sous-unité du complexe EKC/KEOPS essentielle pour la modification des tARN et la régulation de p53. Protéine de 28 kDa. Idéal pour les IVD et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TP53RK Lapin pAb
Remarques / Alias	PRPK; BUD32; TPRKB; GAMOS4; Nori-2; Nori-2p; dj101A2; C20orf64; TP53RK
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	112858
ID de Gène	112858
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-253 du TP53RK humain (NP_291028.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96S44
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace