

Anticorps Polyclonal Anti-Tp73 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15350

Numéro d'article: CM0013252



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain TP73 (p73), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible le suppresseur de tumeur p73 impliqué dans l'apoptose, le cycle cellulaire et la ciliogenèse. Idéal pour la recherche sur le cancer et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TP73 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P73 ; CILD47 ; TP73
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7161
ID du gène	7161
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 487-636 du TP73 humain (NP_005418.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15350
Poids protéique	70 kDa
Expédition	Sac de glace