


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tpa/Plat Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00750

Numéro d'article: CM0005623



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le tPA/PLAT humain, adapté pour les applications WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire prédit : 63kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	tPA/PLAT mAb Lapin
Remarques/Alias	TPA; T-PA; tPA/PLAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5327
GeneID	5327
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 463-562 du tPA/PLAT humain (P00750)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00750
Poids de la Protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace