

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpd52 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55327

Numéro d'article: CM0015706

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) TPD52 pour Western blot, IHC-P et ELISA. Cible la protéine tumorale D52 humaine, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin TPD52
Remarques/Alias	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7163
GeneID	7163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de TPD52 humain (NP_005070.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55327
Poids moléculaire de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace