

Anticorps Polyclonal Anti-Tpd52L3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Numéro d'article: CM0015753

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TPD52L3 humain (D55/hD55/TPD55), validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement testiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TPD52L3 Lapin pAb
Remarques/Alias	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	89882
ID de Gène	89882
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-132 du TPD52L3 humain (NP_001001875.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96J77
Poids Protéique	16kDa
Expédition	Sac de glace