

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpd52L3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Numéro d'article: CM0017615

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine TPD52L3 (protéine tumorale D55), validé pour WB, IF-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les protéines spécifiques aux testicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPD52L3 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	89882
ID de gène	89882
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-132 de la TPD52L3 humaine (NP_001001875.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96J77
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace