


Anticorps Polyclonal Anti-Tph1 Pour Wb, Elisa - P17752

Numéro d'article: CM0022031



Introduction

Le pAc de lapin anti-TPH1 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, reconnaissant le TPH1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la sérotonine et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TPH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TPRH; TRPH; TPH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7166
GeneID	7166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 345-444 du TPH1 humain (NP_004170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17752
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace