

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tph1 Pour Ihc-P, Elisa - P17752

Numéro d'article: CM0010978



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TPH1 (tryptophane hydroxylase 1) humaine. Validé pour IF, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biosynthèse de la sérotonine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPH-1 mAb de lapin
Remarques/Alias	TPRH ; TRPH
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7166
GeneID	7166
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 102-402 de la TPH1 humaine (NP_004170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17752
Poids de la protéine	51kDa/53kDa
Expédition	Sachet isotherme