


Anticorps Polyclonal Anti-Tph2 Pour Wb, Elisa - Q8Iwu9

Numéro d'article: CM0026952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TPH2 (tryptophane hydroxylase neuronale) pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la sérotonine et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NTPH; ADHD7; TPH2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	121278
ID de gène	121278
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IWU9
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace