

Anticorps Polyclonal Anti-Tpi1 Pour Wb, If-P, Elisa - P60174

Numéro d'article: CM0024609



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la triosephosphate isomérase humaine (TPI1), validé pour le WB, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la glycolyse et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TPI1
Remarques/Alias	TIM ; TPI ; TPID ; HEL-S-49 ; TPI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7167
GeneID	7167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-249 de TPI1 humain (NP_000356.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60174
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace