

Anticorps Polyclonal Anti-Tpi1 Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P60174

Numéro d'article: CM0022875



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la TPI1 humaine (Triosephosphate isomérase) validé pour le WB, l'IHC, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la TPI1 humaine, murine et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPI1 pAb de lapin
Remarques/Alias	TIM ; TPI ; TPID ; HEL-S-49 ; TPI1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7167
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60174
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace