

Anticorps Polyclonal Anti-Tpk1 Pour Wb Et Elisa - Q9H3S4

Numéro d'article: CM0029159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la TPK1 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la TPK1 humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la thiamine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PP20 ; HTPK1 ; THMD5 ; TPK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	27010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-243 de la TPK1 humaine (NP_071890.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3S4
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace