

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpm2 - P07951

Numéro d'article: CM0028367

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine TPM2 (Chaîne bêta de la tropomyosine). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte TPM2 dans les tissus humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biologie musculaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPM2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7169
GeneID	7169
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à la zone des acides aminés 1-100 de la protéine TPM2 humaine (NP_003280.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07951
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace