

Anticorps Polyclonal Anti-Tpm3 Pour Wb, Elisa - P06753

Numéro d'article: CM0015825



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TPM3 humaine (chaîne alpha-3 de la tropomyosine). Validé en WB et ELISA ; détecte une bande d'environ 33 kDa. Réagit également avec la protéine de souris. Idéal pour les recherches sur le cytosquelette et la contraction musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPM3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TM3 ; TM5 ; TRK ; CFTD ; NEM1 ; TM-5 ; TM30 ; CAPM1 ; CMYP4A ; CMYP4B ; TM30nm ; TPM3nu ; TPMsk3 ; hscp30 ; HEL-189 ; HEL-S-82p ; OK/SW-cl.5 ; TPM3
Espèce	Homme
GeneID (humain)	7170
GeneID	7170
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-284 de la TPM3 humaine (NP_689476.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06753
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace