


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tpmt Pour Wb Et Elisa - P51580

Numéro d'article: CM0002562



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la TPMT humaine (thiopurine S-méthyltransférase). Conçu pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Permet l'étude du métabolisme des thiopurines et de la pharmacogénomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPMT Rabbit mAb
Remarques / Alias	TPMTD; TPMT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7172
GeneID	7172
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la TPMT humaine (P51580)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51580
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace