


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpmt Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51580

Numéro d'article: CM0016244



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TPMT humaine (S-méthyltransférase de la thiopurine), validé en WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des médicaments thiopuriniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPMT Rabbit pAb
Remarques/alias	TPMTD; TPMT
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7172
GeneID	7172
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-245 de la TPMT humaine (NP_000358.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P51580
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac réfrigérant