


Anticorps Monoclonal Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl Pour Wb, Elisa - P40238

Numéro d'article: CM0003036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur de la thrombopoïétine humaine (TPO-R/CD110/c-Mpl). Validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la différenciation des mégacaryocytes et la production plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPO-R/CD110/c-Mpl Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	MPLV ; TPOR ; C-MPL ; CD110 ; THPOR ; THCYT2 ; TPO-R/CD110/c-Mpl
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4352
Identifiant du gène	4352
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 536 et 635 du TPO-R/CD110/c-Mpl humain (P40238).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40238
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace