

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29144

Numéro d'article: CM0025257

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TPP2 humaine (Tripeptidyl-peptidase 2), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome et l'homéostasie des acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IMD78 ; TPP-2 ; TPPII ; TPP-II ; TPP2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7174
GeneID	7174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la TPP2 humaine (NP_003282.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29144
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace