

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tppp3 Pour Wb Et Elisa - Q9Bw30

Numéro d'article: CM0027621



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TPPP3 humaine, adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique des microtubules, l'implantation embryonnaire et la fonction endométriale. Poids protéique de 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPPP3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	51673
Identifiant de gène	51673
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-176 de la TPPP3 humaine (NP_057048.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BW30
Poids protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace