

Anticorps Monoclonal Anti-Tppp/P25 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O94811

Numéro d'article: CM0008354



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TPPP/p25 humain (p24, TPPP1). Validé en WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Pour les études de dynamique des microtubules, de la myélinisation, de la migration cellulaire et du cycle cellulaire. 24kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPPP/p25 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	p24 ; p25 ; TPPP1 ; TPPP/p25 ; p25alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11076
Identifiant du gène	11076
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 du TPPP/p25 humain (O94811).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O94811
Poids moléculaire de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace