

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tprg1L Pour Wb, Elisa - Q5T0D9

Numéro d'article: CM0022360

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TPRG1L (mover/FAM79A), une protéine présynaptique régulant la probabilité de libération synaptique. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience, cet anticorps détecte TPRG1L (MOVER) dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPRG1L Rabbit pAb
Remarques / Alias	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	127262
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de TPRG1L humain (NP_877429.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5T0D9
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace