


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tpsab1 Pour Wb Et Elisa - Q15661

Numéro d'article: CM0024265



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la TPSAB1 humaine (tryptase alpha/bêta-1), validé pour les applications Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les mastocytes et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPSAB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; TPSAB1
Espèce	Humain
ID de gène	7177
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 31-275 de la TPSAB1 humaine (NP_003285.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15661
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace