


Anticorps Polyclonal Anti-Tpst2 Pour Wb Et Elisa - O60704

Numéro d'article: CM0019769



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TPST2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine tyrosine sulfotransférase 2, une enzyme membranaire de l'appareil de Golgi catalysant l'O-sulfatation de la tyrosine. Convient aux échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TPST2 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	TPST-2 ; TANGO13B ; TPST2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8459
GeneID	8459
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-370 de TPST2 humain (NP_003586.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	O60704
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Poche réfrigérante