


Anticorps Polyclonal Anti-Tpx2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9ULW0

Numéro d'article: CM0022663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TPX2, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et le rat. Essentiel pour les études sur l'assemblage du fuseau, la mitose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TPX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD:C20orf1; TPX2
Espèce	Humain
ID de Gène	22974
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du TPX2 humain (NP_036244.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9ULW0
Poids Protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace