


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Tra2B Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62995

Numéro d'article: CM0012397



### Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-TRA2B est proposé pour le WB, l'IP, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de l'épissage des pré-ARNm et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin TRA2B                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | SFRS10 ; SRFS10 ; TRAN2B ; PPP1R156 ; TRA2-BETA ; Htra2-beta                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 6434                                                                                                                  |
| GeneID             | 6434                                                                                                                  |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de TRA2B humain (NP_004584.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                 |
| Application        | WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                   |
| SWISS              | P62995                                                                                                                |
| Poids protéique    | 4 kDa/22 kDa/34 kDa                                                                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                          |