


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tra2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62995

Numéro d'article: CM0026731



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRA2B validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît TRA2B humain, souris et rat. Idéal pour les études sur la régulation de l'épissage et la neurodégénérescence. - P62995

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRA2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
Espèce	Humain
GeneID	6434
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de TRA2B humain (NP_004584.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62995
Poids de la protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace