

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trac Pour Wb Et Elisa - P01848

Numéro d'article: CM0019877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la région constante de la chaîne alpha du récepteur des lymphocytes T humain (TRAC). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Adapté à l'immunologie des lymphocytes T et au développement d'immunoessais.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAC Rabbit pAb
Remarques / Alias	IMD7; TCRA; TRA@; TRAC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6955
GeneID	6955
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-176 de la TRAC humaine (AAH20840.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01848
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace