

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Tradd Pour Wb & Elisa - Q15628

Numéro d'article: CM0014429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRADD de haute qualité validé pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte le TRADD humain et murin, un adaptateur clé dans l'apoptose induite par le TNF et l'activation de NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRADD Rabbit pAb
Remarques/Alias	9130005N23Rik; TRADD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8717
GeneID	8717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-312 du TRADD humain (NP_003780.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15628
Poids protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace