


Anticorps Monoclonal Anti-Traf2 (Validé Par Kd) Pour Wb, Ip, Elisa - Q12933

Numéro d'article: CM0002653



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre TRAF2 [validé par KD] pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Cible une E3 ubiquitine ligase impliquée dans la signalisation NF- κ B et JNK, essentielle pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] TRAF2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TRAP ; TRAP3 ; RNF117 ; MGC:45012 ; [Validé par KD] TRAF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7186
GeneID	7186
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12933
Poids de la protéine	53 kDa/54 kDa/55 kDa/61 kDa
Expédition	Sachet de glace