


Anticorps Polyclonal Anti-Traf2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12933

Numéro d'article: CM0014192



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRAF2 humain (SWISS : Q12933). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. TRAF2 est une ligase E3 d'ubiquitine régulant les voies NF- κ B, JNK et de l'apoptose. Idéal pour la recherche en transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-TRAF2
Remarques/Alias	TRAP ; TRAP3 ; RNF117 ; MGC:45012 ; TRAF2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7186
ID du gène	7186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du TRAF2 humain (NP_066961.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12933
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace