


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf2 Pour Wb Et Elisa - Q12933

Numéro d'article: CM0020289



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre TRAF2 validé pour WB et ELISA, réactif avec l'homme, la souris et le rat. Cible la facteur 2 associé au récepteur TNF, un régulateur clé de la signalisation NF- κ B et JNK impliquée dans la survie cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7186
GeneID	7186
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-350 de TRAF2 humain (NP_066961.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12933
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace