


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf3 Pour Wb - Q13114

Numéro d'article: CM0029221



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) dirigé contre TRAF3 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'Homme, la Souris et le Rat. Validé pour la recherche sur l'E3 ubiquitine ligase cytoplasmique dans la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7187
ID du gène	7187
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du TRAF3 humain (NP_003291.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q13114
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace