

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Traf3Ip2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43734

Numéro d'article: CM0030992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TRAF3IP2 (ACT1/CIKS), une ligase E3 d'ubiquitine essentielle pour la signalisation de l'IL-17 et l'activation de NF-κB. Adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA sur échantillons humains, murins, de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin TRAF3IP2
Remarques/Alias	ACT1 ; CIKS ; C6orf2 ; C6orf4 ; C6orf5 ; C6orf6 ; CANDF8 ; PSORS13 ; TRAF3IP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10758
ID du gène	10758
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de TRAF3IP2 humain (NP_671733.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43734
Poids protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace