


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Traf4 Pour Wb, Elisa - Q9Buz4

Numéro d'article: CM0006690



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TRAF4 humain, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la prolifération cellulaire, de la différenciation, de la réparation de l'ADN et de la signalisation NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRAF4 Lapin mAb
Remarques/Alias	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9618
ID de Gène	9618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 209-470 du TRAF4 humain (NP_004286.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BUZ4
Poids Protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace