


Anticorps Monoclonal Anti-Traf6 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Numéro d'article: CM0007450



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre TRAF6 humain, validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît TRAF6, une E3 ubiquitine ligase essentielle pour la signalisation de NF- κ B et JNK dans l'immunité et la différenciation des ostéoclastes. Adapté pour la recherche et le développement d'analyses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TRAF6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	7189
GenelD	7189
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4K3
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sachet de glace