


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Traf6 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Numéro d'article: CM0007997



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TRAF6 de haute qualité, validé pour la WB, l'IP et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur 6 associé au récepteur du TNF (TRAF6) (Q9Y4K3), une ligase E3 de l'ubiquitine essentielle dans la signalisation NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRAF6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	RNF85; MGC:3310
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 de TRAF6 humain (NP_004611.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y4K3
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace